

AniFM I1

Bomba de Infusión Veterinaria

Excelencia Demostrada para Medicina de Calidad Superior



Initial Passion
Best Sincereness



Resistente a Impactos

Resistente a Caídas


Norma IP44

Compensación de Fatiga

Seguro de Usar


Compensación de Fatiga del Tubo

La bomba AniFM I1 puede asegurar la precisión de la infusión después del uso prolongado o repetido del tubo de infusión.



Gestión de Oclusiones

La bomba AniFM I1 es capaz de encargarse de las oclusiones causadas por el doblado del tubo o la presión del animal, y reanudar automáticamente la infusión después de que la oclusión se resuelva, mediante un mecanismo seguro para el paciente.



Detección de Burbujas de Aire

La detección de burbujas de aire tiene 5 niveles de detección con diferentes sensibilidades para detectar burbujas de aire de distintos tamaños y reducir falsas alarmas.

Fácil de Operar



Soporte para Jaulas



Sobremesa



Soporte para Poste

Operación sencilla con guía rápida en el panel derecho

Cambio de velocidad de flujo con un solo toque, sin necesidad de iniciar/detener repetidamente

El enchufe de AC en el lado izquierdo evita que el cable de alimentación sea mordido

The Orange Label
Initial Passion & Best Sincereness



LinkedIn



Facebook



Instagram

Busca Mindray Animal Medical

www.mindrayanimal.com
service@mindrayanimal.com

P/N:ES-LA-AniFM I1-ORA-210285X2P-20240923
©2024 Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD. All rights reserved.

Tecnología reconocida y Calidad Comprobada

La calidad superior y el prestigio de nuestra marca ganarán la confianza de los dueños de mascotas y contribuirán al éxito de sus procedimientos