

Z60 Vet

Sistema de diagnóstico por ultrasonido

Opción inteligente para profesionales



Z60 Vet

El Z60 Vet es un sistema Color doppler potente y versátil que le brinda la mejor solución en imágenes por ultrasonido para uso veterinario con excelente rendimiento. Gracias a su amplia configuración, el flujo de trabajo específico en veterinaria y el diseño integrado, usted puede estar seguro de una excepcional experiencia por ultrasonido tanto en animales grandes como de compañía. Este sistema inteligente portátil cuenta con tecnología de última generación y profesional que hace que Z60 Vet sea un sistema por ultrasonido para uso veterinario que brinda excelente calidad de imágenes y diferentes funciones avanzadas.

Amplios usos veterinarios

- **Modos de escaneo para uso veterinario:** B, Color, PW, CW, Power, M, Free Xros M
- **Variedad de transductores para uso veterinario:** Micro-convexo, linear, convexo, serie de fases, endocavidad
- **Usos veterinarios:** órganos reproductivos, abdomen, cardíaco, tendinoso, partes pequeñas y más
- **Paquetes de examen para uso veterinario:** Medición, comentarios, informes y marca corporal diseñado para caninos, felinos, equinos, bovinos, ovinos y más



Soluciones efectivas cardiovasculares

- **PW/CW Doppler:** Trazado y cálculos con Auto doppler
- **Color M:** incluye el modo Color de flujo M y el modo Color de tejido M
- **Auto IMT:** Mediciones automáticas para uso veterinario Espesor de la íntima-media
- **Imágenes doppler del tejido:** Módulo de ECG completamente funcional (TVI, TEI, TVM, TVD) para análisis cardiológicos de uso veterinario

Flujo de trabajo veterinario específico

- **iTouch™:** Rápida optimización de imágenes con un solo toque
- **iZoom™:** Zoom instantáneo de la imagen (pantalla completa) con un solo botón
- **Teclas definidas por el usuario:** operaciones programables personalizadas a la medida del médico veterinario



Diseño móvil ergonómico

- Monitor con ángulo de inclinación de 60° ajustable
- Diseño integrado con adaptador de CA interno
- Escaneos sin interrupciones hasta 1.5 h con batería recargable
- Monitor de alta definición de 15 pulgadas con diseño de pantalla completa
- Funda de protección impermeable diseñada para teclado de uso veterinario
- Panel de control retroiluminado diseñado para diagnósticos de uso veterinario en clínica
- Puede trasladarse fácilmente en un bolso de mano



LinkedIn

Facebook

Instagram



Riñón canino



Intestino canino



Buscar en Mindray Animal Medical

www.mindrayanimal.com
service@mindrayanimal.com

P/N: ES-LA-Z60 Vet-210285x2P-20221205

©2021 Shenzhen Mindray Animal Medical Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados.

 **mindray**
animal care