

Vetal 3 Configuración del Producto

La configuración puede variar según la región. Consulte a su distribuidor local para confirmarla.

Componente	Especificaciones
Dimensiones	345 mm x160 mm x 255 mm, ≤4 kg
Pantalla	10.1", LED HD, resolución de 1024*600
ECG	Incluido un cable de 3 derivaciones con pinzas de cocodrilo (5 derivaciones opcional)
SpO ₂	Incluida una sonda de SpO ₂ con pinza redonda
PNI	Incluido un conjunto de manguitos (cinco piezas)
FC/FP	Incluido
FR	Incluido
Temperatura	Incluida una sonda intracavitaria



Cables de ECG con pinzas de cocodrilo



Sonda de SpO₂



Sonda de temperatura intracavitaria



Manguito de PNI de varios tamaños

The Orange Label
Initial Passion & Best Sincereness



LinkedIn Facebook Instagram

Buscar en Mindray Animal Medical

www.mindrayanimal.com
service@mindrayanimal.com

P/N:ES-Vetal 3-ORA-210285X4P-20241024

©2024 Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD. All rights reserved.

mindray
animal care

mindray
animal care



Vetal 3

Monitor Veterinario Portátil

Protección garantizada y elegancia natural



Initial Passion
Best Sincereness



Pet Guardian


El monitor veterinario **Vetal 3** es un equipo asequible, con una configuración sencilla y un uso intuitivo. Los parámetros básicos de ECG, SpO₂, PNI, TEMP, RESP, están integrados para cumplir con la mayoría de los requisitos clínicos, ofreciendo una atención eficiente y de calidad.



Precisión y confiabilidad

El primer paso para la seguridad

- Con algoritmos de parámetros optimizados y accesorios especiales para la práctica veterinaria diaria, Vetal 3 satisface las necesidades clínicas con mediciones precisas y estables.



- El diseño ecológico sin ventilador reduce las posibilidades de que pelos de animales ingresen al interior del monitor, prolonga su vida útil y garantiza un rendimiento eficaz en diversos entornos.

Diseño elegante

Ofrece una experiencia de usuario más cómoda

- La pantalla LED de alta resolución de 10.1 pulgadas ofrece una visualización de alta calidad.
- Con un indicador de alarma único y adorable en forma de huella.



Uso intuitivo

Respuesta rápida a los casos clínicos



Función de **guía de inicio** que ofrece una breve introducción de las funciones de las teclas y la interfaz de la pantalla para ayudar a dominar el monitor desde el primer uso.


Se establece el mejor intervalo de las alarmas de forma **automática** después de seleccionar el tipo de paciente e ingresar el peso corporal.




El diseño sencillo de los flujos de trabajo y el acceso a todas las funciones en dos pasos o menos permiten **simplificar las complejidades**.



El usuario puede definir teclas rápidas para acceder directamente a las funciones de uso más frecuente.



Con un solo clic, accede al menú principal, donde se listan todas las funciones.



¿Se puede acceder a todos los ajustes en dos pasos!



- La pantalla antirreflejo facilita la visualización de la información, lo que permite al veterinario administrar tratamientos o ajustar medicamentos de manera rápida, mejorando así la seguridad.